

Introducing

SteriStay

– holder dine kirurgiske instrumenter sterile

Det unike, **beskyttende** instrumentbordet

SteriStay

Sikrer at instrumenter og utstyr holdes steril under forberedelse og operasjon.



- Hva?** SteriStay er et kombinert mobilt høydejusterbart instrumentbord og renlufts-system som holder partikler vekk fra instrumenter og bord-overflaten.
- Hvorfor?** SteriStay garanterer et **ultrarent operasjonsmiljø** med $<5 \text{ cfu/m}^3$ luft på og rundt dine kirurgiske instrumenter under hele prosedyren.
- Hvordan?** SteriStay har et innebygget aggregat med Hepafilter som fører **ultraren luft over instrumentbordet som forhindrer luftbåren smitte** via partikler å komme i kontakt med dine kirurgiske instrumenter og utstyr.
- Hvordan?** SteriStay kan brukes i **alle typer operasjonsrom og andre lokaliteter hvor kirurgiske prosedyrer ønskes utført, uavhengig av type ventilasjonssystem**. Oppdekking av SteriStay på forhånd før prosedyren gir trygge og sikre hygieniske forhold og reduserer forberedelsestid mellom operasjoner. Du vinner verdifull driftstid og øker produktiviteten.
- Når?** SteriStay kan når som helst, raskt og enkelt **flyttes fra rom til rom når behovet melder seg**. Ingen behov for forberedelser eller installasjon.

SteriStay

– the protective instrument table

SteriStay

– holder dine kirurgiske instrumenter sterile



- Sikkert og sterilt miljø når og hvor du trenger det.
- Instrumenter holdes sterile gjennom hele prosedyren.
- Høyt antall luftutvekslinger reduserer generelt antall partikler i hele operasjonsrommet med 400 m³ luft filtrert hver time via HEPA-filteret.
- Innebygd laser viser sikker ultraren sone.
- Bedre hygiene og økt produktivitet.



SteriStay Tekniske spesifikasjoner

Luftflow: 400 m³/h

Hastighet: 0.4–0.5 m/s laminar luftflow

Lengde, arbeidsflate: 133 cm

Bredde, arbeidsflate: 60 cm

Høyde: justerbar fra 80–120 cm

Filter: Høyeffektiv partikkelfilter, HEPA,
klasse H14 (99,995% MPPS)

Medisinsk klasse I



Distributør Norge:

ENDOMED

Endomed AS
Prof. Birkelandsvei 34B
1081 OSLO

Telefon +47 23 17 24 00
Telefax +47 23 17 24 01
endomed@endomed.no
www.endomed.no