




## Rektoskopfilter 1565


Wing Plast's Filter 1565 engångs, till Rektoskop används mellan rektoskopljushuvudet och dubbelballongen för att förhindra att vätska och andra partiklar förs in i dubbelballongen.

- *Hindrar bakterie och smittspridning till 99,999%*
- *Renare hygien för både undersökare och patient*
- *Luerlock fäste för smidig fastsättning*



**Material**


- *Polytetrafluoreten, Polypropen, Silikon*
- *Smälttemperatur: 100 °C*
- *Ej autoklaverbar*
- *Latexfri*

**Vikt**

- *Detalj: 3g*
- *Transportförpackning: 1kg*

**Förpackning**

- *Avdelningsförpackning: 25 st*
- *Transportförpackning: 150 st*

**Transportförpackning****Kvalitet**

- *ISO 9001*

**Miljö**

- *ISO 14001*

**Medical**

- *ISO 13485*

