



Tourniquetutstyr fra

ENDOMED

Sterile engangs
tourniquetmansjetter



Tourniquetapparat
m/LOP



ENDOMED





Tourniquetmansjetter, sterile engangs fra Hpm™

- ✓ Rette og koniske mansjetter
- ✓ Sterile
- ✓ Fargekodet
- ✓ 2 m lang slange av TPU
- ✓ CPC hann standard kobling
- ✓ Enkel fiksering med borrelås og snor
- ✓ Material av høy kvalitet
- ✓ Latex- og PVC- fri
- ✓ Antall per eske, 10 stk.



Tourniquetmansjetter, konisk



Artikkelnr.	Bilde	Total lengde	Bredde	Beskrivelse	Anbefalt bruk
75-140		61	10	Enkel konisk	Arm
75-150		76	10	Enkel konisk	Lår/Arm
75-160		86	11	Enkel konisk	Lår
75-170		109	13	Enkel konisk	Lår

Tourniquetmansjetter, rette



Artikkelnr.	Bilde	Total lengde	Bredde	Beskrivelse	Anbefalt bruk
15-100		20	5	Enkel rett	Baby
15-110		30	8	Enkel rett	Barn
15-120		38	10	Enkel rett	Arm
15-130		46	10	Enkel rett	Arm
15-140		61	10	Enkel rett	Arm/lår
15-150		76	13	Enkel rett	Lår
15-160		86	13	Enkel rett	Lår
15-170		96	13	Enkel rett	Lår
15-180		109	13	Enkel rett	Lår



Tourniquetapparater fra **DESSILLONS & DUTRILLAUX**

DESSILLONS & DUTRILLAUX MEDICAL (DDM) er en fransk produsent av tourniquet. DDM tourniquetapparater kan fås med enkel og dobbel trykkutgang og leveres med en praktisk og stabil tralle med 5 antistatiske hjul og oppbevaringskurv.

LOP

Som ekstra sikkerhetsutstyr kan tourniquetapparatet leveres med "Limb Occlusion Preassure" (LOP).

Med LOP innstilt, så måler maskinen det systolisk blodtrykk i ekstremiteten og beregner da et minimum sikkerhetstrykk i mansjetten for å forhindre arterielt blod å strømme til ekstremiteten under operasjon.



DDM
Dobbelpumpe
Model G10903



DDM
Enkeltpumpe
Model G10803

Ta kontakt for prospekt og pris.

ENDOMED