

EASITEX®

Engangs lavfiberslipp kluter

Avtalenummer: 10810305

- **Autoklavekluter**
- **Instrument flekkfjerningskluter**
- **Rengjøringskluter**




ENDOMED

Skann QR-koden for
elektronisk brosjyre

EASITEX lavfiberslipp renholdskluter.

Egenskaper

EASITEX kluter er spesialdesignet for områder hvor hygiene og lavfiberslippskrav er høye. Klutene har høy styrke både i tørr og våt tilstand. Klutene riper ikke og etterlater ikke væskefilm. Kombinasjonen av lavt fiberslipp, høy absorpsjon og høy styrke gjør EASITEX unik til bruk på sterilsentraler og til generell renromsbruk. Alle kluter er fibertestet og godkjent i henhold NS-EN 13795-1:2019. De er ikke klorbleket og er fri for lateks, silikoner, aktivt klor, formaldehyd, parfymen og allergifremkallende midler. Klutene er løsemiddelbestandige og kan brukes med vaskemidler, væsker eller andre desinfeksjonsmiddeløsninger.



Miljø

EASITEX kluter er produsert av miljøvennlige råvarer av miljøsertifiserte leverandører, og transporteres og avhendes med minst mulig miljøpåvirkning. Vi arbeider kontinuerlig for å minimere mengden emballasje og sørge for at de inneholder så høy andel av returmateriale som mulig. Gunnar Engstrand AB er sertifisert iht. ISO 9001 og 14001.



EASITEX autoklaveklut

Prod.nr.	Produkt	Størrelse	Ant. stk. pr. enh.	Enh. pr. krt.	Ant. stk. pr. krt.
74575	EASITEX Autoklaveklut, stor, blå	38 x 48 cm	25	6	150

EASITEX 74575 Autoklaveklut har en gjennombrutt grov struktur som effektivt fjerner misfarging, kalkbelegg og partikler i autoklaver.



EASITEX Instrument flekkfjerningskluter

Prod.nr.	Produkt	Størrelse	Ant. stk. pr. enh.	Enh. pr. krt.	Ant. stk. pr. krt.
963138	EASITEX Instrument- og flekkfjerningsklut, kreppet	30 x 38 cm	85	8	680
962021	EASITEX Instrument- og flekkfjerningsklut, liten, kreppet.	20 x 21 cm	100	25	2500

EASITEX 963138 Instrument- og flekkfjerningsklut, kreppet er en effektiv klut for fjerning av flekker, misfarging og tørking av kirurgiske instrumenter, bord og utstyr.

Kan brukes med vann og desinfeksjonsmidler, evt. tørr ved behov for absorpsjon.

EASITEX 962021 Instrument- og flekkfjerningskluter en liten og litt tynnere klut enn **963138**, Meget økonomisk i bruk. Kommer i svært praktisk pop-up eske.



Alternative Instrument flekkfjerningskluter

Prod.nr.	Produkt	Størrelse	Ant. stk. pr. enh.	Enh. pr. krt.	Ant. stk. pr. krt.
942838	EASITEX flekkfjernings- og poleringsklut, blå	28 x 38 cm.	40	8	320

EASITEX 942838 er en kombinert instrument flekkfjerningsklut med en grov og en polerende side. Utmerket også til bruk i autoklaver.



EASITEX rengjøringskluter

Prod.nr.	Produkt	Størrelse	Ant. stk. per enh.	Enh. per kartong	Ant. stk. per kartong
403138	EASITEX renholdsklut	30 x 38 cm	80	8	640

EASITEX 403138 rengjøringsklut for generell renhold av bord og utstyr på renrom. Kan brukes med vann eller desinfeksjonsmidler, evt. tørr ved behov for absorpsjon.



74737	Chicopee Mikrofiberklut, light	34 x 40 cm.	40.	8	320
-------	--------------------------------	-------------	-----	---	-----

Chicopee mikrofiberklut 74737 fjerner effektivt 99,9 % av alle mikroorganismer. Utmerket til punktrensing, renrom og pasientnær rengjøring



823138	EASITEX Purolin	29 x 38 cm	60	12	720
--------	-----------------	------------	----	----	-----

EASITEX 823138, spesialklut for fjerning av biologisk materiale. Perforert struktur for effektiv partikkelopptak. Absorberer opp til 7 ganger sin egen vekt



863132	EASITEX Ekstra myk	30 x 32 cm	65	18	1170
--------	--------------------	------------	----	----	------

EASITEX 863132 Ekstra myk er en klut godt egnet for overflatedesinfeksjon ved at den etterlater en fuktig hinne ved bruk. Er tilgjengelig i dag via Nasjonal Hygieneavtale.